

El método seguro de transferir pacientes

Samarit ROLLBORD®

**Con nuestros innovadores productos ayudamos a los profesionales de la sanidad
y a sus pacientes a realizar la transferencias de pacientes.**

La manera segura de transferir pacientes Un requisito legal en algunos países y no considerado en otros – las condiciones de trabajo deben ser lo más confortables posible. Los empleados sanitarios deben evitar levantar al paciente cuando lo transfieren. Los productos de SAMARIT ayudan a la transferencia, sin necesidad de levantar al paciente. Los productos están diseñados para facilitar la transferencia sin necesidad de un gran esfuerzo, simplificando el trabajo a los cuidadores, sin tensión sobre su espalda.

La elevación y la transferencia de pacientes juegan un papel crítico en todas las áreas asistenciales. La columna vertebral de los cuidadores están bajo tensión continua cuando mueven constantemente pacientes de una cama a otra.

El SAMARIT ROLLBORD rebaja la tensión de los profesionales de la salud al permitir mover a los pacientes y cambiar los movimientos de elevación por movimientos de tirar o empujar “Transferencias sin elevación”.

Nuestra amplia gama de ROLLBORDS es particularmente aplicable para uso en **Unidades de Cuidados Intensivos y departamentos especiales**, en **Quirófanos pero también en Radiología, Urología, Ginecología, Urgencias y Asistencia domiciliaria**

Gracias por su preferencia





Per
l'uso
intenso!

Sistemas de transferencia SAMARIT "no lift"



Rollbord™

HIGHTEC

La manera segura de transferir pacientes

Un requisito legal en algunos países y no considerado en otros – las condiciones de trabajo deben ser lo más confortables posible. Los empleados sanitarios deben evitar levantar al paciente cuando lo transfieren. Los productos de SAMARIT ayudan a la transferencia, sin necesidad de levantar al paciente. Los productos están diseñados para facilitar la transferencia sin necesidad de un gran esfuerzo, simplificando el trabajo a los cuidadores, sin tensión sobre su espalda.

ESTÁNDAR

plegable



Adecuado para radiología, quirófanos, unidades de cuidados intensivos y todos los departamentos especiales.

Tamaño: 177 x 50 cm 2.7 kg
plegable a 89 x 50 cm

Antibacteriano, antifúngico, retardante del fuego, terminaciones de seguridad, revestimiento suave para la piel y fácil de limpiar.

Nº de pedido 440.0100

UCI-BARIÁTRICA

no plegable



Adecuado para servicios de enfermería de cuidados intensivos, colchones de aire y en decúbito.

Tamaño: 177 x 50 cm 3.8 kg

Antibacteriano, antifúngico, retardante del fuego, terminaciones de seguridad, revestimiento suave para la piel y fácil de limpiar.

Nº de pedido 440.0200

MINI-GYN

no plegable



Adecuado para quirófanos de urología, de ginecología, salas de reanimación y emergencias.

Tamaño: 91 x 50 cm 1.4 kg

Antibacteriano, antifúngico, retardante del fuego, terminaciones de seguridad, revestimiento suave para la piel y fácil de limpiar.

Nº de pedido 440.0300

5 modelos distintos para cada aplicación hospitalaria

- Alto rendimiento
- Radiotransparente
- No tóxico y con tratamiento antibacteriano
- Transferencia segura del paciente
- Confortable para el paciente
- Evita lesiones de espalda a los trabajadores sanitarios
- Suave para la piel (sin látex)
- Fácil de limpiar y desinfectar - aprobación de higiene
- Cubiertas desechables disponibles
- Tejido de nylon resistente a desgarros
- Cubre una separación de hasta 20 cm
- Ahorro de espacio

ROLLMAT - Producto especial OEM
plegable

Pida la oferta especial!



Fabricado especialmente para radiología y escaners de RM.

Tamaño: 180 x 50 cm 3.8 kg



Nº de pedido 440.0700

SURGIBOARD

no plegable



Adecuado para quirófanos, radiología, varios departamentos (sustituye a los rodilleros de aluminio).

Tamaño: 126 x 40 cm 1.5 kg

Antibacteriano, antifúngico, retardante del fuego, terminaciones de seguridad, revestimiento suave para la piel y fácil de limpiar.

Nº de pedido 440.0400

MRI/CT

plegable

NEW



Adecuado para transferir personas heridas a o desde una camilla.

Tamaño: 177 x 40 cm 2.5 kg

Antibacteriano, antifúngico, retardante del fuego, terminaciones de seguridad, revestimiento suave para la piel y fácil de limpiar.

Nº de pedido 440.0500

CUBIERTA DESECHABLE

Adecuada para todos los modelos



Para proteger los Rollbords contra sangre y suciedad. Tamaño: 200 cm / 125 cm, Ø 60 (tubo)

200 cm Nº de pedido 440.1000
135 cm Nº de pedido 440.1400

Los sistemas de transferencia SAMARIT "no lift" facilitan el trabajo diario con los pacientes

SAMARIT proporciona confort y seguridad a los pacientes.

En los hospitales, donde algunos pacientes necesitan ser transferidos con cuidado varias veces al día, **SAMARIT** facilita el trabajo a los cuidadores y es más cómodo para el paciente.

Sistemas de transferencia SAMARIT - una gran ayuda para los profesionales sanitarios – en todo el mundo.

Si imagina cuántas transferencias se realizan cada día en los hospitales y comunidades, apreciará el valor real de los sistemas originales **SAMARIT**. Se utilizan actualmente más de 150.000 sistemas de transferencia **SAMARIT** por profesionales de enfermería en todo el mundo.

Todos ellos encuentran que los productos de **SAMARIT** facilitan su trabajo.



sólo pesa 3 kg y se puede montar rápidamente - en cualquier sitio

La manera segura de transferir pacientes

Rollbord™

HIGHTEC



Gire al paciente sobre un lado, deslice el tablero por debajo del cuerpo y devuelva al paciente a su posición original.



Empuje con cuidado al paciente desde el hombro y la cadera, sin aplicar fuerza, y transfíéralo.



Gire al paciente sobre un lado. Retire el Rollbord empezando por los pies.

Material no contaminante para el medio ambiente* Las ayudas de transferencia **SAMARIT** están fabricadas con materiales ecológicamente seguros. Pueden ser eliminados sin perjudicar el medio ambiente y si ocurriese un incendio, no producen humos tóxicos.

* Tejido deslizante teflonizado alrededor de un núcleo de espuma de polietileno, paño recubierto de poliéster, extremos de PE.

Estándar de alta calidad

Las ayudas de transferencia **SAMARIT** tienen:

- Marca CE
- Patentes de diseño

Fácil limpieza

El Rollbord se limpia de forma óptima con las **toallitas SamaClean** o también con cualquier desinfectante hospitalario. Si se anticipa que se va a ensuciar, utilice la cubierta desechable del Rollbord. Ésta cubre los extremos del Rollbord y permite recoger los residuos plegados dentro de la misma, dejando la superficie limpia. Las reparaciones sólo pueden ser realizadas por personal autorizado (garantía).

¡Solicite también los folletos adicionales de otros productos de **SAMARIT**!



SAMARIT Rollbord ECOLite



SAMARIT Rollbord H-Line



Transglide SAMARIT



Ayudas de enfermería SAMARIT

Descargue su idioma de nuestro sitio web o consulte a su distribuidor local.

SWISS
MADE

CE



Per
l'uso
intenso!

Sistemas de transferencia SAMARIT "no lift"

Rollbord™ **PROFESSIONAL**

La manera segura de transferir pacientes

Un requisito legal en algunos países y no considerado en otros – las condiciones de trabajo deben ser lo más confortables posible. Los empleados sanitarios deben evitar levantar al paciente cuando lo transfieren. Los productos de SAMARIT ayudan a la transferencia, sin necesidad de levantar al paciente. Los productos están diseñados para facilitar la transferencia sin necesidad de un gran esfuerzo, simplificando el trabajo a los cuidadores, sin tensión sobre su espalda.

ESTÁNDAR

plegable



Adecuado para radiología, quirófanos, unidades de cuidados intensivos y todos los departamentos especiales.

Tamaño: 180 x 50 cm 2.9 kg

plegable a 89 x 50 cm

Los límites de peso: www.samarit.com

Antibacteriano, antifúngico, retardante del fuego, terminaciones de seguridad, revestimiento suave para la piel y fácil de limpiar.

Nº de pedido 440.2100

MRI

plegable



Adecuado para quirófanos, radiología, varios departamentos (sustituye a los rodillos de aluminio).

Tamaño: 180 x 42 cm 2.3 kg

plegable a 90 x 42 cm

Los límites de peso: www.samarit.com

Antibacteriano, antifúngico, retardante del fuego, terminaciones de seguridad, revestimiento suave para la piel y fácil de limpiar.

Nº de pedido 440.2300

AMBULANCE

plegable



Adecuado para quirófanos de urología, de ginecología, salas de reanimación y emergencias.

Tamaño: 165 x 42 cm 2.1 kg

plegable a 82 x 42 cm

Los límites de peso: www.samarit.com

Antibacteriano, antifúngico, retardante del fuego, terminaciones de seguridad, revestimiento suave para la piel y fácil de limpiar.

Nº de pedido 440.2400

3 modelos distintos para cada aplicación hospitalaria

- Alto rendimiento
- Radiotransparente
- No tóxico y con tratamiento antibacteriano
- Transferencia segura del paciente
- Confortable para el paciente
- Evita lesiones de espalda a los trabajadores sanitarios
- Suave para la piel (sin látex)
- Fácil de limpiar y desinfectar - aprobación de higiene
- Cubiertas desechables disponibles
- Tejido de nylon resistente a desgarros
- Cubre una separación de hasta 20 cm
- Ahorro de espacio



CUBIERTA DESECHABLE

Adecuada para todos los modelos



Para proteger los Rollbords contra sangre y suciedad. Tamaño:
200 cm / 135 cm, Ø 60 cm (tubo)

200 cm Nº de pedido 440.1000

135 cm Nº de pedido 440.1400

Los sistemas de transferencia **SAMARIT "no lift"** facilitan el trabajo diario con los pacientes

SAMARIT proporciona confort y seguridad a los pacientes.

En los hospitales, donde algunos pacientes necesitan ser transferidos con cuidado varias veces al día, **SAMARIT** facilita el trabajo a los cuidadores y es más cómodo para el paciente.

Sistemas de transferencia **SAMARIT** - una gran ayuda para los profesionales sanitarios – en todo el mundo.

Si imagina cuántas transferencias se realizan cada día en los hospitales y comunidades, apreciará el valor real de los sistemas originales **SAMARIT**. Se utilizan actualmente más de 150.000 sistemas de transferencia **SAMARIT** por profesionales de enfermería en todo el mundo.

Todos ellos encuentran que los productos de **SAMARIT** facilitan su trabajo.

sólo pesa 3 kg y se puede montar rápidamente - en cualquier sitio



La manera segura de transferir pacientes

Rollbord™ PROFESSIONAL



Gire al paciente sobre un lado, deslice el tablero por debajo del cuerpo y devuelva al paciente a su posición original.



Empuje con cuidado al paciente desde el hombro y la cadera, sin aplicar fuerza, y transfíéralo.



Gire al paciente sobre un lado. Retire el Rollbord empezando por los pies.

Material no contaminante para el medio ambiente* Las ayudas de transferencia **SAMARIT** están fabricadas con materiales ecológicamente seguros. Pueden ser eliminados sin perjudicar el medio ambiente y si ocurriese un incendio, no producen humos tóxicos.

* Tejido deslizante teflonizado alrededor de un núcleo de espuma de polietileno, paño recubierto de poliéster, extremos de PE.

Estándar de alta calidad

Las ayudas de transferencia **SAMARIT** tienen:

- Marca CE
- Patentes de diseño

Fácil limpieza

El Rollbord se limpia de forma óptima con las *toallitas Clean* o también con cualquier desinfectante hospitalario. Si se anticipa que se va a ensuciar, utilice la cubierta desechable del Rollbord. Ésta cubre los extremos del Rollbord y permite recoger los residuos plegados dentro de la misma, dejando la superficie limpia. Las reparaciones sólo pueden ser realizadas por personal autorizado (garantía).

¡Solicite también los folletos adicionales de otros productos de **SAMARIT**!



SAMARIT Rollbord Hightec



SAMARIT Rollbord ECOLite



Transglide SAMARIT



Ayudas de enfermería SAMARIT

Descargue su idioma de nuestro sitio web o consulte a su distribuidor local.





Sistemas de transferencia **SAMARIT "no lift"**

Para
uso
medio!



Rollbord™ ECOLITE

La manera segura de transferir pacientes

Un requisito legal en algunos países y no considerado en otros – las condiciones de trabajo deben ser lo más confortables posible. Los empleados sanitarios deben evitar levantar al paciente cuando lo transfieren. **Los productos de SAMARIT** ayudan a la transferencia, sin necesidad de levantar al paciente. Los productos están diseñados para facilitar la transferencia sin necesidad de un gran esfuerzo, simplificando el trabajo a los cuidadores, sin tensión sobre su espalda.

3-los EcoLite modelos de precios para el uso medio.



EcoLite 180
plegable



Tamaño: 180 x 50 cm, 87 x 50 cm 2.8 kg

Nº de pedido 440.1180



EcoLite 120
plegable



Tamaño: 120 x 40 cm, 60 x 40 cm 1.4 kg

Nº de pedido 440.1120



EcoLite 90
no plegable



Tamaño: 90 x 50 cm 1.3 kg

Nº de pedido 440.1090

Material no contaminante para el medio ambiente* Las ayudas de transferencia SAMARIT están fabricadas con materiales ecológicamente seguros. Pueden ser eliminados sin perjudicar el medio ambiente y si ocurriese un incendio, no producen humos tóxicos.

* Tejido deslizante silicona alrededor de un núcleo de espuma de polietileno, paño recubierto de poliéster, extremos de PE.

Fácil limpieza

El Rollbord se limpia de forma óptima con las *toallitas SamaClean* o también con cualquier desinfectante hospitalario. Si se anticipa que se va a ensuciar, utilice la cubierta desechable del Rollbord. Ésta cubre los extremos del Rollbord y permite recoger los residuos plegados dentro de la misma, dejando la superficie limpia. Las reparaciones sólo pueden ser realizadas por personal autorizado (garantía).

Estándar de alta calidad

Las ayudas de transferencia SAMARIT tienen:

- Marca CE
- Patentes de diseño internacionales
- 2 años garantía

Rollbord™ ECOLITE
Samarit sistemas de transferencia



www.samarit.com

¡Solicite también los folletos adicionales de otros productos de SAMARIT!



SAMARIT Rollbord Hightec



Transglide SAMARIT



Rollbody SAMARIT



Ayudas de enfermería SAMARIT

Descargue su idioma de nuestro sitio web o consulte a su distribuidor local.

CUBE
Inter Pharma S.A.C.

Mas información: info@cubeinterpharma.com.pe



MDR **FDA**

Health
Canada

CE



AZUL TABLERO DE TRANSFERENCIA

La forma segura de trasladar a los pacientes

Un requisito legal en algunos países, que en otros se da por sentado: las condiciones de trabajo deben ser lo más cómodas posible. El personal sanitario debe evitar levantar peso al trasladar a los pacientes. Los productos SAMARIT facilitan el traslado sin necesidad de levantar al paciente. Los productos están diseñados para facilitar el traslado sin realizar grandes esfuerzos, lo que facilita el trabajo de los cuidadores y cuida su espalda. Puede pedirse como producto OEM.

EU-SRN: CH-MF-000016280

CHRN: CHRN-MF-20000184

AZUL LARGO ANCHO
AZUL CORTO ESTRECHO
AZUL LARGO ESTRECHO
AZUL CORTO ANCHO



SAMARIT

Samarit transfer systems

AZUL LARGO ANCHO *plegable*



Adecuado para radiología, quirófano, unidades de cuidados intensivos y todas las salas especiales.

Talla: 180 x 50 cm / 89 x 50 cm, 2.9 kg
70 x 20 inch / 35 x 20 inch 6.4 lbs

SWL*: 240 kg / 529 lbs

Order No. 440.8300

UDI/GTIN: 7640144460228

AZUL CORTO ESTRECHO *no plegable*



Para ambulancias, quirófanos, salas de despertar y urgencias.

Talla: 100 x 42 cm, 1.4 kg
39 x 17 inch 3.1 lbs

SWL*: 150 kg / 331 lbs

Order No. 440.8301

UDI/GTIN: 7640144460235

AZUL LARGO ESTRECHO *plegable*



Adecuado para quirófano, rayos X y diversas salas.

Talla: 180 x 42 cm / 89 x 42 cm, 2.1 kg
70 x 17 inch / 35 x 17 inch 4.6 lbs

SWL*: 180 kg / 397 lbs

Order No. 440.8305

UDI/GTIN: 7640144460259

*SWL = Límite de peso seguro

4 modelos diferentes para adaptarse a cualquier aplicación hospitalaria

- Alto rendimiento
- Radioluminente
- No tóxico
- Superficie antibacteriana
- Seguro y cómodo para los pacientes
- Previene las lesiones de espalda del personal sanitario
- Agradable para la piel (sin látex)
- Fácil de limpiar y desinfectar - higiene aprobada
- Fundas desechables disponibles
- Tela de nailon resistente al desgarro
- Cubre huecos de hasta 20 cm
- Ligero, fácil de suspender

AZUL CORTO ANCHO *no plegable*



Para quirófanos de urología, ginecología, cuidados intensivos y urgencias.

Talla: 80 x 50 cm, 1.4 kg
3.15 x 2 inch 3.1 lbs

SWL*: 150 kg / 331 lbs

Order No. 440.8304

UDI/GTIN: 7640144460242

Cover Dispenser

Para mejorar la higiene



Cover Dispenser de tapa desechable

El "Cover Dispenser" tiene un rollo e incluye un gancho de montaje para un Rollbord. Las tapas desechables son de una longitud específica y están perforados en el punto de rotura.

Hay cuatro orificios de montaje disponibles para el tornillo de fijación a cualquier pared.

Otros sistemas de transferencia laterales

Ofrecemos lo último en una amplia gama de soluciones de transferencia lateral. También ofrecemos varias tecnologías de reposicionamiento del paciente.



De montaje en pared



GLIDEBOARD TRANSFER DE SENTADOS

No se quiebran abruptamente; en caso de no soportar el peso se deforman sin astillarse.

2023

Nombre del producto	Especificaciones	Referencia	
	GLIDEBOARD THE BIGGEST Desde/hacia la mitad de la cama UDI/GTIN 7640144460921	Tamaño: 100 x 34 cm Peso: 2.9 kg Desnivel: < 30 cm = 130 kg SWL*: 220 kg	476.0102
	GLIDEBOARD THE GREAT Desde el borde de la cama a la silla/silla ruedas. UDI/GTIN 7640144460938	Tamaño: 80 x 33cm Peso: 2.6 kg Desnivel: < 30 cm = 130 kg SWL*: 220 kg	476.0080
	GLIDEBOARD CURVED GLIDEBOARD Transfer a sillas de ruedas, sillas de coche o sillas normales. UDI/GTIN 7640144460945	Tamaño: 68 x 23 cm Peso: 1.2 kg Desnivel: < 20 cm = 150 kg SWL*: 220 kg	476.0012
	GLIDEBOARD SELFGLIDE Desde silla de ruedas a cama/ silla. UDI/GTIN 7640144460952	Tamaño: 50 x 21 cm Peso: 0.8 kg Desnivel: < 20 cm= 150 kg SWL*: 180 kg	476.0050
	GLIDEBOARD TETRAGLIDE Para pacientes parapléjicos, Transfers de cama- silla - WC. UDI/GTIN 7640144460969	Tamaño: 63 x 23cm Peso: 1.1 kg Desnivel: <30cm=130 kg SWL*: 220 kg	476.0863
	Paño deslizante de Monofil para tabla Baño, ducha, WC. UDI/GTIN 7640144460976	Uso sin ropa	476.0200

*SWL = Safe Weight Limit/Límite de peso por seguridad